


Atout Médical




MAINTIEN À DOMICILE




***« Le pharmacien d'officine
est un acteur majeur dans
le marché du maintien à domicile,
en tant que professionnel
de santé et de proximité.
Depuis 2007, Atout Médical
s'engage au côté de votre officine. »***

—


Nicolas Le Bras



Sommaire



6/10	La chambre
12/15	L'aide au transfert
16/22	Le positionnement
24/31	Le Fauteuil roulant
32/41	L'aide à la marche
42/49	L'hygiène
50/56	La respiration
58/61	Autour de Bébé
62/63	La neurostimulation



La chambre


Le lit médicalisé a été pensé pour s'intégrer parfaitement dans votre espace tout en étant adapté aux soins à domicile grâce à un style épuré qui se détache de l'environnement médicalisé.

Pour répondre au mieux à des problématiques de confort, de mobilité et d'accessibilité aux soins, il est important de considérer la situation du patient : sa pathologie, son environnement domestique, son degré d'autonomie.



Il existe un large panel de fonctionnalités destiné à maintenir le patient à son domicile, demandez conseil à un professionnel.

Il convient également de bien choisir le matelas, ce qui implique de prendre en compte plusieurs données, comme le temps passé allongé ou encore le niveau du risque d'escarre dont le patient fait l'objet. Si besoin, des essais pourront être effectués au domicile du patient.



Lit 3 fonctions électriques


Dimensions • 90x200 cm

Hauteur réglable • 34 à 84 cm

Relève buste • 0° à 75°

Poids max utilisateur • 135 kg

Plicature genoux • 26°



Lit alzheimer

Abaissement spécial à 22 cm du sol pour personnes âgées dépendantes

Dimensions • 90x200 cm

Hauteur réglable • 22 à 78 cm

Relève buste • 0° à 70°

Poids max utilisateur • 135 kg

Plicature genoux • 26°



Lit 120 XXL

Dimensions • 120x200 cm

Hauteur réglable • 35 à 81 cm

Relève buste • 0° à 70°

Poids max utilisateur • 270 kg

Plicature genoux • 26°



Lit enfant pitchoune


Dimensions • 80x160 cm

Hauteur réglable • 30 à 77 cm

Relève buste • 0° à 70°

Poids max utilisateur • 135 kg

Plicature genoux • 40°



Matelas Alova classe II

Risque d'escarre · Moyen à élevé

Poids max utilisateur · 150 kg

Mousse · Polyuréthane haute résilience

Dimensions · 195x88x14 cm

Housse · Hiph bi-extensible

Matelas Aplot Classe 1

Risque d'escarre · Faible à moyen

Poids max utilisateur · 120 kg

Mousse · Polyuréthane haute résilience

Dimensions · 195x85x14 cm

Housse · Intégrale amovible



Matelas Simple Morféa


Risque d'escarre · Nul à faible

Poids max utilisateur · 120 kg

Mousse · Polyuréthane haute résilience

Dimensions · 198x88x14 cm

Housse · Intégrale amovible



Matelas stade 4 Automorpho

Risque d'escarre · Moyen à élevé

Poids max utilisateur · 165 kg

18 Cellules à air indépendantes amovibles

3 Modes de fonctionnement

Dimensions · 195x87x17 cm



Potence sur pied

Dimensions • 188 cm



Table de lit

Dimensions • grand plateau 40x60 cm de surface

Poids max • 10 kg

Hauteur réglable • 70 à 115 cm



Pied à sérum

Tige porte-sérum en aluminium
et plastique sur roulettes

Hauteur réglable • 125 à 225 cm




Système d'Aide à la Mobilité

Accessoires de lit offrant de nouvelles fonctionnalités
pour favoriser la mobilité des personnes soignées
tout en réduisant et facilitant les interventions
du personnel soignant

SAM EVOLUTION • 165,2x39,6 cm

SAM ACTIV • 48,3x31,3 cm

SAM ERGONOM • 70,5x46,4/39,6 cm




Arceau de lit

Arceau en acier pour éviter de supporter le poids des draps et des couvertures sur les jambes

Hauteur • 33 cm

Profondeur • 34 cm

Largeur réglable • 50 à 64 cm




Protection barrières

Mousse et skaï

Dimensions • 39x138 cm et 44x177 cm

Coloris • blanc



Oreiller visco végétal ergonomique


Mousse alvéolée à mémoire de forme

Anti-acarien et anti-allergène

Garantie anti-affaissement 6 ans

Dimensions • 47x30 cm

Épaisseur • 9 à 6 cm



Oreiller visco végétal Thalasso

Mousse alvéolée à mémoire de forme

Anti-acarien et anti-allergène

Garantie anti-affaissement 6 ans

Dimensions • 57x37 cm

L'aide au transfert

Chez les personnes dont la mobilité est réduite, les changements de position et les transferts d'un lieu à un autre peuvent rapidement devenir un véritable frein.

Des systèmes de transfert existent alors pour faciliter la mobilité des patients et les soins des aidants : coussins, disques, planches de transfert pour les personnes qui bénéficient encore d'une autonomie.

Les lève-malades et verticalisateurs, quant à eux, seront plus adaptés aux personnes à très faible mobilité.

Le choix de l'équipement dépendra surtout de la mobilité, des mensurations et donc de l'autonomie du patient.



Lève personne

Usage · Fréquent, collectivités

Dimensions · 125,5x66 cm

Poids max utilisateur · 180 kg



Lève personne Compact

Usage · Au domicile

Dimensions · 110,5x54 cm

Poids max utilisateur · 150 kg



Verticalisateur WAY UP4

Dimensions · 85x34 / 56 cm

Cale-talon et plateforme · Amovible

Poids max utilisateur · 150 kg




Verticalisateur Blue Way Up avec écartement des pieds

Dimensions · 82x35 / 57 cm

Cale-talon et plateforme · Fixe

Poids max utilisateur · 150 kg



Verticalisateur VERTIC'EASY

Dimensions • 130x47 cm
 Plateforme sur plateau à billes
 Poignées et cale jambe réglables en hauteur
Poids max utilisateur • 150 kg

Verticalisateur VERTIC'HOME

Dimensions • 136x49 / 58 cm
 Poignées et cale jambe réglables en hauteur
Poids max utilisateur • 150 kg




Disque de transfert EcoDisc

Diamètre • 40,5 cm
Poids max utilisateur • 115 kg

Planche de transfert Surf


Dimensions • 77x22 cm
Poids max utilisateur • 130 kg
 (si points d'appui espacés de 30 cm maximum)
Poids max utilisateur • 180 kg
 (si points d'appui espacés de 20 cm maximum)



LÈVE PERSONNE


	Tissus disponibles			Tailles disponibles				
	maille	solide	spacer	xs	s	m	l	xl
Sangles Types								
Universelle Standard	•	•	•		•	•	•	•
Universelle Standard avec dossier bas		•			•			
Universelle avec têteière	•	•	•	•	•	•	•	•
Universelle avec têteière Plus	•	•	•		•	•	•	•
Hamac avec têteière	•		•	•	•	•	•	•
Hamac toilette	•	•		•	•	•	•	•
Hamac sans têteière	•		•		•	•	•	•
Easy-Fit à jambes séparées		•	•	•	•	•	•	•
Amputés		•			•	•	•	•
Mince en deux parties		•						
Toilette		•			•	•	•	•
Toilette avec têteière		•			•	•	•	
Aide à la marche		•			•	•	•	•
Sangle de transfert sous auxiliaire		•			•	•	•	•
Sangle de transfert sous auxiliaire avec sous cuisses		•			•	•	•	•

TISSUS




Maille

Adapté pour le bain/toilettes
Séchage rapide
Tissu filet micro-aéré



Solide


Facile à manipuler
Polyester confortable
Tissu rigide pour un maintien optimal




Spacer

Légèrement extensible pour une meilleure répartition des points d'appui
Idéal pour les personnes obèses ou ayant les tissus de la peau fragilisés

TAILLES



VERTICALISATEUR



Positionnement

Le matériel de positionnement est utilisé pour soulager les pressions sur les zones les plus à risque (notamment lorsque les changements de position sont limités chez la personne alitée).

On installe ainsi le matériel entre les jambes de la personne, sous ses bras ou à d'autres endroits à risque, selon la position du patient dans le lit.

Pour prévenir l'apparition d'escarres, il est important d'associer le matériel à des techniques de positionnement pour varier les points de pression, en changeant régulièrement de position la personne alitée.

Il est généralement préconisé une mobilisation toutes les 4 heures si la personne repose sur un matelas à air, ou toutes les 2 heures avec un matelas classique. On programme alors pour chaque patient une série de changements de positions, à effectuer au fil de la journée (toilette, repas, soins, sieste, etc.)




VCP01 Cale de positionnement 1/2 bouée

Plot d'abduction des genoux



VCP02 Cale de positionnement universel 1

Peut être associé avec le VCP09
pour un positionnement en Semi fowler



VCP03 Cale de positionnement universel 2

Peut être associé avec le VCP09
pour un positionnement en Semi fowler



VCP04 Cale de positionnement du pied

Peut être associé avec le VCP01





VCP05 Plot de positionnement du pied

Taille 39 x 21 cm

VCP06 Plot de positionnement de la main

Taille 39 x 21 cm



VCP07 Cale de positionnement d'abduction des hanches

En phase post opératoire de prothèse de hanche

VCP08 Cale de positionnement latéral 30°

Utilisé pour un décubitus semi ventral
Pour des patients de taille > à 1.65 m




VCP09 Cale de positionnement demi-lune

Peut être associé avec le VCP02
pour un positionnement en Semi fowler



VCP11 Cale de positionnement latéral 30°


Utilisé pour un décubitus semi ventral
Pour des patients de taille < à 1.65 m



VCP12 Cale de positionnement modulaire de forme circulaire

Peut être associé avec le VCP04





Talonnère fond de lit 1 talon

Mousse viscoélastique à Mémoire de forme
Permet une décharge partielle ou totale du talon

Talonnère fond de lit 2 talons

Mousse viscoélastique à Mémoire de forme
Permet une décharge partielle ou totale des talons



Talonnère Gelscar

Talonnère composée de gel viscoélastique
dans une enveloppe à base de néoprène



Botte Anti Equin System

En mousse Visco Elastique à mémoire de forme
Fonction anti équin et anti rotation du pied
Zone évidée au niveau du tendon d'achille
et décharge talonnière
Soutien du genou




Botte Attelax

Mousse HR 40kg/m³
Evidement au niveau des malléoles
Permet le maintien des membres inférieurs








Coussin Bouée

Housse coton
Évite les douleurs liées aux hémorroïdes



—
EXEMPLES DE COMBINAISONS DES DISPOSITIFS
DE POSITIONNEMENT MICROBILLES
—



Le Fauteuil Roulant

Le Fauteuil Roulant est un prolongement du corps pensé pour répondre au mieux à des problématiques de mobilité, d'autonomie. Il devra être adapté et offrir le meilleur compromis face à ces problèmes, c'est pourquoi son choix impose d'être accompagné afin de considérer au mieux la situation. Chaque détail compte, chaque modèle peut être adapté à une situation particulière.

De quelle pathologie souffre le patient ?

Cette pathologie a-t-elle un impact sur ses capacités cognitives ? Induit-elle une posture particulière, un risque cutané ? Autant de questions qu'il est impératif de se poser pour assurer un bon suivi.

Quelles sont ses mensurations ?

Chaque Fauteuil est caractérisé par un poids maximum utilisateur, mais la taille, la morphologie et la posture doivent également faire l'objet de toutes les attentions pour une bonne prise de mesures.

Quel est l'environnement domestique ?

L'encadrement des portes, un sol en pente, irrégulier ou tierce personne disponible par exemple détermineront certains réglages, ou justifieront certains accessoires.

Pour quel style de vie ?

Certains modèles sont plus adaptés à un usage occasionnel, tandis que d'autres le seront pour une utilisation active, des déplacements longs ou encore à l'extérieur.



Fauteuil roulant Action 3 NG

Dossier • Fixe, cassant ou inclinable
Disponible en taille • 38 à 50,5
Poids max utilisateur • 125 kg



Fauteuil roulant V300

Dossier • Fixe
Disponible en taille • 39 à 60
Poids max utilisateur • 130 à 170 kg
 en fonction de la taille



Fauteuil roulant Action3 Junior

Dossier fixe • Cassant ou inclinable
Disponible en taille • 30,5 à 38
Poids max utilisateur • 80 kg



Fauteuil roulant confort Clematis

Dossier • Inclinable
Inclinaison et profondeur d'assise • Réglables
Accoudoir et repose jambes ergonomiques • Réglables
Disponible en taille • 39 à 53
Poids max utilisateur • 125 kg




Coussin Alova

Mousse • Viscoélastique à mémoire de forme
16 tailles et 3 hauteurs disponibles
Poids max utilisateur • 80 à 120 kg en fonction
des modèles

Coussin Flotech Contour Visco

Mousse • Viscoélastique à mémoire de forme
4 tailles disponibles
Poids max utilisateur • 125 kg




Coussin à air Kineris

Cellules pneumatiques individuelles déformables
12 tailles disponibles
Poids max utilisateur • 40 à 150 kg

Dossieret

Mousse • À mémoire de forme
Disponible • En 2 tailles



OPTIONS DISPONIBLES SUR L'ENSEMBLE DE NOS FAUTEUILS ROULANTS À LA LOCATION



Repose jambe

Inclinaison • De 0 à 80° par pas de 5°
Appui mollets • Réglables en hauteur et en profondeur



Double main courante

Précision de conduite à une main
Dispositif réversible gauche/droite
Écartement • Réglable



Cale tronc


Bras • Amovible pour positionnement du tronc
Réglable • En hauteur et en profondeur



Support amputé

Support ajustable • En hauteur, profondeur
et inclinable pour amputation
Escamotable

OPTIONS DISPONIBLES SUR L'ENSEMBLE
DE NOS FAUTEUILS ROULANTS À LA LOCATION





Gouttière hémiplégique

Gouttière • Concave et anatomique
Inclinable et réglable en hauteur
Rotation • Latérale

Appui nuque


Bras • Amovible
Inclinable et réglable en hauteur



Ceinture boucle

Ceinture • Ajustable en longueur
fixation par vis sur fauteuil Action 3 et Action 3 junior

OPTIONS DISPONIBLES SUR L'ENSEMBLE DE NOS FAUTEUILS ROULANTS À LA LOCATION




Ceinture Ventrale Auto agrippante

Fixation rapide et simple pour fauteuil roulant
Permet le maintien du patient


Ceinture ventrale Arpegia

Ceinture · Ventrale pour maintien simple
Adaptée aux fauteuils roulants
Système d'attache · Par boucle
Disponible · En 3 tailles



Ceinture ventrale Oxalys

Ceinture · Ventrale pour maintien simple
conçue pour répondre aux exigences de sécurité
et de confort du patient
Disponible · En 3 tailles



Culotte pelvienne

Ceinture · Ventrale 3 points d'attache pour éviter
tout glissement du bassin
Adaptée aux fauteuils roulants
Disponible · En 3 tailles



Fauteuil à pousser Posture et Posture Vario

Pour les patients éprouvant des difficultés à se propulser seul
Inclinaison arrière pour un meilleur confort
Disponible avec repose jambe coordonné ou indépendant
Peut être équipé EN OPTION d'un Appareil de soutien de la tête et d'un coussin d'assise anti-escarres
Disponible en 5 largeurs d'assises et 3 coloris
Poids max utilisateur · 120 kg



Fauteuil à pousser Allure

Pour les patients éprouvant des difficultés à se propulser seul
Inclinaison arrière ELECTRIQUE pour un meilleur confort
Peut être équipé EN OPTION d'un Appareil de soutien de la tête et d'un coussin d'assise anti-escarres
Disponible en 5 largeurs d'assises et 3 coloris
Poids Max utilisateur · 120 kg




Fauteuil de transfert Alu Lite

Léger, compact & pliable
Largeur d'assise · 41 ou 46 cm
Poids max utilisateur · 100 kg



Fauteuil confort Cocoon

Fauteuil releveur électrique à couettes amovibles
Poids max utilisateur · 160 kg
Largeur · 44 ou 50 cm




Fauteuil de repos Quiego800

Hauteur • Réglable
Poids max utilisateur • 175 kg
Largeur • 50 cm

Fauteuil de repos Quiego1500

Hauteur • Réglable
Dossier et accoudoirs réglables
Poids max utilisateur • 175 kg
Largeur • 50 cm




Fauteuil coquille Montmartre

Fauteuil de maintien mobile et inclinable
Repose jambe • Inclinable manuellement
Poids max utilisateur • 130 kg
Coussin • Anti-escarres
Usage • Intérieur

Fauteuil coquille électrique Premium

Fauteuil de maintien mobile et inclinable
Repose jambe • Inclinable manuellement
Poids max utilisateur • 130 kg
Coussin • Anti-escarres
Télécommande verrouillable
Usage • Intérieur



L'aide à la marche

La mobilité est un facteur primordial de bien-être physique et mental. Entretenir et préserver cette mobilité tout au long de sa vie est possible grâce aux professionnels de santé qui vous accompagnent, aux aides humaines et aux aides matérielles.

Plusieurs données doivent être prises en compte avant de choisir un dispositif d'aide à la marche : les capacités physiques, cognitives, l'autonomie, la fréquence d'utilisation, la morphologie ou encore l'environnement au quotidien...



Un rollator, une canne ou un cadre de marche ne se choisiront pas de la même manière en fonction de son utilisateur. En effet, une aide à la marche à l'instar de toute aide technique peut souligner une perte d'autonomie et demande un apprentissage.

Elle impose des contraintes par rapport à la marche naturelle qui peuvent gêner son acceptation et donc son usage... Une aide technique non adaptée ou mal utilisée peut devenir néfaste pour l'utilisateur, il est donc très important d'essayer ce matériel dans un premier temps. Les essais pourront être effectués au domicile du patient.




Canne anglaise bi matière embout Pivoflex

Hauteur · 75 à 97,5 cm

Canne Tiki enfant

Hauteur · 55 à 75 cm



Canne anglaise Fortissimo

Hauteur · 76 à 98 cm
Hauteur de la crosse · 22 à 28 cm
Poids max utilisateur · 150 kg

Béquilles sous-axillaires

Hauteur · 115 à 135 cm





Canne Derby pliante fantaisie

Canne pliante métal disponible en 9 décors originaux

Hauteur • de 86 cm à 96 cm

Poids max utilisateur • 110 Kg

Canne Maginot fantaisie

Poignée bois

Canne métal disponible en 10 décors originaux

Hauteur • de 77 cm à 99,5 cm

Poids max utilisateur • 110 Kg




Canne T bi matière réglable

Hauteur • 75 à 98 cm

Canne T métal pliante noire

Hauteur • 97 cm






Canne T bois

Hauteur • 90 cm

Canne courbe bois

Hauteur • 90 cm



Canne T + courbe bois

Hauteur • 90 cm


Canne anatomique

Distribue la pression de manière homogène
sur la paume de la main

Existe en poignée pour main droite
et poignée pour main gauche

Hauteur • 70 à 94 cm





Canne tripode

Hauteur • 74 à 100 cm

Canne quadripode

Hauteur 74 à 100 cm



Canne blanche poignée Mailloche

Plusieurs tailles • Entre 90 et 100 cm
Pliante • En 4




Canne T blanche

Canne métal
Poids max utilisateur • 100 kg



Canne siège pliante

Poids max utilisateur • 113 kg
Hauteur d'assise • 48 à 55 cm
Hauteur • 86 à 96 cm






Embout Étoile

Embout stabilisateur en caoutchouc à 3 branches
Diamètre • 19



Pied autostable

Stabilise la canne
Facile à relever
Diamètre • 19




Embout Pivoflex

Bonne stabilité
Diamètre • 19



Embout diamètre 19





Cadre de marche fixe

Hauteur • 77 à 85 cm
Poids max utilisateur • 130 kg

Cadre de marche 2 en 1 Foria

Hauteur • 79 à 92 cm
Poids max utilisateur • 120 kg
4 poignées - pliant





Cadre de marche Aventura

Hauteur • 78 à 90,5 cm
Poids max utilisateur • 100 kg
Cadre • Pliant

Cadre de marche Asteria

Hauteur • 77 à 95 cm
Poids max utilisateur • 135 kg
Cadre • Pliant






Rollator 2 roues Londres

Hauteur de l'assise · 51 cm
Poids max utilisateur · 100 kg

Rollator 2 roues Actio2

Hauteur de l'assise · 55 cm
Poids max utilisateur · 130 kg




Rollator 3 roues

Hauteur · 87 à 97 cm
Poids max utilisateur · 135 kg
Système de freinage

Rollator 4 roues Cristallo

Hauteur · 79 à 100 cm
Hauteur de l'assise · 61 cm
Poids max utilisateur · 130 kg
Système de freinage
Porte canne intégré





Rollator 4 roues Moka

Hauteur • 79 à 91,5 cm
 Hauteur de l'assise • 53 cm
 Poids max utilisateur • 120 kg
 Système de freinage
 Pliable

Rollator 4 roues Boston


Hauteur • 83 à 100 cm
 Hauteur de l'assise • 52 à 60 cm
 Poids max utilisateur • 120 kg
 Système de freinage



Porte canne

Système de clip pour le transport de votre canne
 À fixer sur votre rollator ou cadre de marche

Panier souple pour rollator Actio2





Scooter Colibri

Autonomie • 11 km

Vitesse • 8 km/h maximum

Poids max utilisateur • 136 kg

Usage • Intérieur ou extérieur

Existe en version 3 roues



Scooter Léo

Autonomie • 16 km

Vitesse • 8 km/h maximum

Poids max utilisateur • 136 kg

Usage • Intérieur et extérieur



Scooter Orion pro

Autonomie • 54 km

Vitesse • 15 km/h maximum

Poids max utilisateur • 127 kg

Usage • Extérieur

Hygiène

La toilette s'annonce bien souvent, comme un acte difficile pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour les personnes âgées et leurs auxiliaires.

La salle de bains peut s'avérer en effet, être un espace à haut risque pour des utilisateurs à l'autonomie affectée : chutes, glissades étant les plus fréquents.

Pour que la toilette quotidienne redevienne un moment de détente et de bien-être, il existe plusieurs solutions adaptées aux différentes situations et pathologies et ainsi assurer un maintien à domicile totalement sécurisé.

Que ce soit pour la douche, la baignoire ou bien les toilettes, un professionnel saura vous conseiller l'installation d'accessoires garantissant une assise plus confortable, de matériel antidérapant ou encore de transfert. Les dispositifs peuvent être essayés au domicile du patient.




Chaise garde robe Candy 155

Poids max utilisateur · 130 kg
Largeur · 46 cm

Chaise garde robe Candy 200

Poids max utilisateur · 130 kg
Largeur · 46 cm
Hauteur · Réglable



Garde robe à roulettes

Poids max utilisateur · 110 kg
Roulettes et cale-pieds
Accoudoirs escamotables

Cadre de toilette 3 en 1

Fonction rehausse WC réglable en hauteur · 39 à 54 cm
Poids max utilisateur · 135 kg





Réhausse WC Contact

Poids max utilisateur • 185 kg
Largeur • 36 cm
mousse injectée

Réhausse WC Clipper II

4 clips de fixation ajustables
Réhausse • 11 cm
Poids max utilisateur • 185 kg
Largeur • 41 cm




Réhausse WC Clipper III

4 clips de fixation ajustables
Réhausse • 11 cm
Poids max utilisateur • 185 kg
Largeur • 41 cm

Réhausse WC Clipper IV avec accoudoirs

4 clips de fixation ajustables
Réhausse • 11 cm
Poids max utilisateur • 100 kg
Accoudoirs • amovibles






Urinal anti reflux Urolis

Assis et allongé
Adaptateur féminin disponible



Bassin de lit

Pour utilisation · Fréquente




Tapis de douche antidérapant

53x53 cm
Lavable en machine · 40°



Tapis de bain antidérapant

69x40,6 cm
Lavable en machine · 60°



Chaise de douche garde robe à roulettes

Poids max utilisateur • 110kg

Roulettes et cale-pieds

Chaise de douche Pico

Poids max utilisateur • 160 kg

Hauteur • réglable de 42 cm à 57.5 cm

Accoudoirs et dossier • amovibles



Chaise de douche Madrigal

Poids max utilisateur • 90 kg

Largeur d'assise • 47cm


Hauteur • Réglable


Chaise de douche Pico Commode

Poids max utilisateur • 160 kg

Hauteur • réglable de 42 cm à 57.5 cm

Accoudoirs et dossier • amovibles





Chaise de douche I Fit

Réglable en hauteur • 38 à 55 cm
Dossier • Amovible
Poids max utilisateur • 180 kg
Largeur • 50 cm

Tabouret de douche I Fit

Réglable en hauteur • 38 à 55 cm
Dossier • Amovible
Poids max utilisateur • 180 kg
Largeur • 50 cm



Tabouret de douche rond

Réglable en hauteur • 42,5 à 52,5cm
Poids max utilisateur • 110 kg
Largeur • 33 cm

Marchepied antidérapant Sky

Hauteur • 10 cm
Poids max utilisateur • 140 kg
 Possibilité d'emboîter sur un autre (+5cm)





Siège de bain suspendu Alizé

Permet une immersion partielle
Poids max utilisateur • 120 kg



Siège de bain Mercury

Siège de bain • Pivotant
Poids max utilisateur • 100 kg



Siège de bain en inox

Siège de bain pivotant • Avec sécurité tous les 90°
Poids max utilisateur • 100 kg



Planche de bain antidérapante

Longueur • 69 cm
Poids max utilisateur • 150 kg



Barre de douche coudée



Longueur · 33 cm
Poids max utilisateur · 115 kg

Barre de douche



Longueur · 25 cm
Poids max utilisateur · 100 kg



Barre de douche




Longueur · 40 cm
Poids max utilisateur · 100 kg

Barre de douche à ventouse



Longueur · 29 cm
Poids max utilisateur · 55 kg



La respiration

Suivant la pathologie respiratoire, différents types de matériel existent, relevant tous de la compétence du pharmacien. Le matériel, sans cesse en évolution, continue de gagner en performance, en taille et en légèreté, accordant plus de liberté et d'autonomie au patient.

L'aérosolthérapie dans le traitement des affections respiratoires ou ORL permet une délivrance rapide du médicament au plus près des cellules cibles, tout en limitant l'apparition d'effets secondaires systémiques. Selon l'indication, différents appareils peuvent être utilisés ; leur choix dépendra du site d'action recherché et du médicament à nébuliser.

Pour des patients insuffisants respiratoire, un traitement par oxygène peut apporter un réel confort dans les gestes du quotidien, limitant ainsi l'essoufflement. L'oxygénothérapie trouve également sa place dans le traitement de l'algie vasculaire de la face (AVF). Cette pathologie, particulièrement invalidante pour les patients, se manifeste par des crises de céphalée de douleur extrême pouvant être soulagées par l'administration d'oxygène à fort débit.

Enfin certains patients souffrent d'apnée du sommeil, parfois cause d'une immense fatigue. Le traitement par Pression Positive Continue est une possibilité thérapeutique pour ces patients. Semblable à une attelle pneumatique, un flux d'air est envoyé de manière permanente par l'appareil au travers d'un masque, permettant de maintenir ouvertes les voies aériennes supérieures. Cet appareillage limite donc la survenue d'apnées et permet au patient de retrouver un sommeil réparateur...



PARIBOY SX aérosol pneumatique

Compresseur pneumatique pour le traitement des pathologies broncho-pulmonaires

Kit PARI LC sprint adulte

Contient un masque adulte ou un embout buccal pour le traitement broncho-pulmonaire




Kit PARI LC sprint enfant

Contient un masque enfant à partir de 2 ans pour le traitement broncho-pulmonaire



Kit PARI LC sprint baby

Contient un masque bébé de 0 à 2 ans, un tube coudé et un nébuliseur adapté aux nourrissons pour le traitement broncho-pulmonaire




ATOMISOR (aérosol pneumatique)

Compresseur pneumatique pour le traitement broncho-pulmonaire

ATOMISOR kit NL9M (minidose)

Contient 1 masque adulte et un embout buccal pour le traitement broncho-pulmonaire




ATOMISOR kit NL9MP (masque pédiatrique)

Contient 1 masque enfant (jusqu'à 5 ans) pour le traitement broncho-pulmonaire

ATOMISOR kit NL9RT (respiration trachéale)

Contient 1 masque pour trachéotomie pour le traitement broncho-pulmonaire





ATOMISOR aérosol sonore

Compresseur pneumatique avec vibrations soniques pour le traitement ORL-sinusien



ATOMISOR kit NL11

Contient 1 masque adulte pour le traitement ORL-sinusien




ATOMISOR kit NL11SN (sonique nasal)


Contient 1 masque adulte et un embout narinaire pour le pour le traitement ORL-sinusien



ATOMISOR kit NL11PS (pédiatrique sonore)

Contient 1 masque enfant moins de 2 ans pour le traitement ORL-sinusien





ATOMISOR aérosol manosonique

ATOMISOR aérosol manosonique
Compresseur pneumatique avec vibrations
soniques et surpression pour le traitement
ORL-tubotympanique

ATOMISOR kit MS1 adulte ou enfant

Contient deux embouts nasaires (moyen et grand
pour adulte ; petit et moyen pour enfant)
pour le traitement ORL-tubotympanique




PARI VELOX générateur d'aérosol

Générateur d'aérosol à tamis vibrant pour le traitement
longue durée (plus de 6 mois) des pathologies
broncho-pulmonaires. Nécessite un nébuliseur
par tamis vibrant VELOX. Fourni avec embout
buccal (masque enfant sur commande)

Chambre d'inhalation SmartChamber

Chambre d'inhalation universelle pour le traitement
par aérosol doseur ; sans latex, sans bisphénol A.
Fourni suivant le modèle avec masque pour adulte,
enfant (1 à 6 ans), ou nourrisson (0 à 18 mois)






OXYGÉNOTHÉRAPIE

L'oxygène étant un médicament, le matériel présenté est donné à titre indicatif ; en effet, il sera adapté en fonction de la prescription de chaque patient et choisi avec soin par nos pharmaciens. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.


Concentrateur INVACARE Perfecto/ PHILIPS Everflo

Concentrateur d'une capacité allant jusqu'à 5L/mn



Concentrateur INVACARE Platinum

Concentrateur d'une capacité allant jusqu'à 9L par minute



Système de remplissage de bouteilles concentrateur portable

Système de déambulation pour des patients en traitement de longue durée (demande d'entente préalable obligatoire)

Bouteilles d'oxygène gazeux médical

0,4m³ ; 1m³ ; 3m³
pour le traitement
de l'algie vasculaire de la face



Appareil de traitement par pression positive continue PHILIPS Dreamstation

Les produits présentés ici sont à titre indicatifs ;
ils relèvent d'une prescription médicale
et du choix du médecin

Appareil de traitement par pression positive continue RESMED Airsense10

Les produits présentés ici sont à titre indicatifs ;
ils relèvent d'une prescription médicale
et du choix du médecin



Aspirateur Trachéal Clario

Trois niveaux d'aspiration prédéfinis
Manipulation simple et nettoyage quotidien facilité

Aspirateur Trachéal Atmos C261

Grande variabilité des réglages d'aspiration
Triple sécurité anti débordement

Autour du bébé

L'allaitement au sein constitue la méthode la plus saine et la plus naturelle à laquelle une mère puisse avoir recours pour nourrir son bébé au lait maternel.

Découvrez nos gammes de produits pour appréhender ce processus au mieux et fournir aux mères à la fois des dispositifs d'allaitement standard et des appareils spéciaux pour l'alimentation des bébés nécessitant une assistance supplémentaire.



En fonction des besoins spécifiques de chacun, vous pouvez également bénéficier de plusieurs accessoires destinés à simplifier l'allaitement, notamment l'expression, le recueil, la manipulation et la conservation du lait maternel.



Ceux-ci aident à préserver les nutriments essentiels du lait durant son transport.



Tire-lait Symphony

Possède 2 phases d'expression du lait qui imitent le rythme de succion
Permet un maintien d'une production adéquate du lait




Set Double Symphony

Constitué de 2 tétérèlles diam 24 mm,
2 biberons de recueil et 2 capsules
Sans BPA ni Phtalates



Tire-lait Lactina

Fonctionnement automatique.
Son cycle d'aspiration reproduit le rythme physiologique de tétée du bébé



Set double Lactina

Constitué de 2 tétérèlles diam 24 mm,
2 biberons de recueil et 1 kit de transformation
Sans BPA ni Phtalates



Tire-lait Freestyle

Portatif et rechargeable
Double pompage - Ecran numérique



Tire-lait Swing

Existe en simple ou double pompage (Swing Maxi)
Tire-lait nomade électrique





Tire-lait Harmony

Tire lait manuel
Particulièrement utile en déplacement
en alternative à un tire-lait électrique



Pèse-bébé

Poids max accepté 20 kg
Précision de 10g



La neurostimulation

Un neurostimulateur est un dispositif médical utilisé pour traiter la douleur chronique d'origine neurologique

Une neurostimulation, pulsion électrique générée par la machine, provoque une parenthèse qui altère la perception de la douleur chez le patient.



Un urostimulateur est un dispositif médical pour la rééducation périnéale

Un large choix d'électrodes et de sondes

Il s'agit d'une solution non médicamenteuse naturelle et sans effet secondaire

Il convient aussi pour la rééducation du sphincter par sonde vaginale ou anale dans le traitement de l'incontinence mixte



Neurostimulateur TENSTem Eco 2

Appareil à accumulateur rechargeable.
12 programmes prédéfinis et 12 modifiables



Neurostimulateur Cefar PRIMO PRO

Simple d'utilisation
7 programmes prédéfinis



Urostim 2


Conseillé dans le cadre du traitement de l'incontinence
urinaire et de la rééducation périnéale





Pipistop

Traitement de l'énurésie chez l'enfant
Fonctionne avec des bandes lavables

NOTES







Atout Médical

AGENCE RENNES

Zac des Monts Gaultier
33 rue Lavoisier
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
02 99 62 17 80

AGENCE NANTES

ZI de la Croix Rouge
11 rue Jean Monnet
44260 Malville
02 40 95 70 20

AGENCE PLESTAN

1B ZA les Landes de Penthièvre
22640 Plestan
02 57 67 55 72

AGENCE LAVAL

77 boulevard Galilée
53810 Changé
02 43 59 91 90

AGENCE VANNES

ZA de St Léonard Nord
56450 Theix
02 57 67 66 65